

Fiche d'utilisation iPhone caméra main

Présentation




- 1 - Bouton permettant :
Allumage (maintenir).
Déverrouillage/verrouillage
(un appui simple)
- 2 - Bouton home
- 3 - Caméra frontale
- 4 - Bouton volume +/-
- 5 - Écran

Conduite de l'examen

La caméra main n'est utilisable que lors d'un appel en cours sur l'application Telemedica sur votre solution, pour l'activer il faudra :

1. Déverrouiller l'appareil en appuyant sur le bouton central et entrer le code 000000.
2. Lancer l'application Telemedica.
3. Une fois sur l'application, le bouton appel passera du **rouge au vert** (si ce n'est pas le cas vérifier votre connexion internet).



Fiche d'utilisation iPhone caméra main

4. Les fonctions de la caméra main sont :



- 1 - Prise de photos
- 2 - Allumer le flash
- 3 - Raccrocher (appui long)

5. Le médecin a aussi la possibilité de prendre des photos et de contrôler le flash du smartphone depuis son poste.

Entretien et rangement

Rangement de l'appareil :

Brancher l'appareil sur son socle de recharge sans-fil et vérifier sa mise en charge.

Si besoin contactez une de nos HOTLINES disponibles ou contactez le 03 83 17 57 00