

MiniLim.

Évolution légère.



Caméra intégrée 1280 x 720 (HD)
à 30 ips



Connexion en prise Jack avec système
de filtre audio optimisé pour l'auscultation.



Connexion Wifi, capteur vidéo
proposant une résolution optimisée
de 16 MegaPixels. Autofocus.



Connexion en USB, autofocus,
caméra fibre optique système d'éclairage
en lumière froide à base de LED.



Connexion Wifi, capteur vidéo 16MPx,
autofocus et système d'éclairage LED.



Connexion en Bluetooth, Acquisition en 15
secondes et en une seule prise d'un ECG
12 pistes simultanées.



Fonctions abdomen, thorax, cœur...
plage de fréquence de 2MHz à 15MHz.

■ Caractéristiques techniques

Spécifications matérielles	
Processeur	Intel Core i5-10500T de 10e génération (6 cœurs, cache 12Mo, 2,3GHz à 3,8GHz, 35W)
Mémoire Ram	8Go DDR4 SDRAM – non ECC (16GB maximum)
Chipset système	Intel B460
Système d'exploitation supporté	Windows® 10 et Windows® 11
Disque dur	256 Go SSD Gen 3 PCIe x4 NVM.
Communication sans fil	Intel Wi-Fi 6 AX200,Wifi 802.11a/b/g/n/ac. - Bluetooth 5.1
Entrées / sorties	
Logement de carte SD 3.0	3 Ports USB 3.2 Gen 1 Type A
Prise casque jack 3.5mm	Port USB 3.2 Gen 1 (Type-C)
DP++ 1.4/HDCP 2.3	2 Ports USB 2.0
Écran	
Taille	546,1mm (21,5pouces) – H 287mm x L 489 mm
Résolution	FHD (1920x1080), 16:9
Angle de vue	+/- 89° ; Vertical : +/- 89°
Luminosité	250 cd/m ²
Ecran tactile	multi-touch (10-points), Advanced In-Cell Touch (AIT) technology
Max couleurs	16.7M
Spécifications d'alimentation	
Tension d'entrée AC	100-240 V (50-60 Hz)
Tension de sortie DC	20 V
Longueur et type du câble	Europe - 1m Connecteur type Européen CEE 7/7, 10A Connecteur IEC 60320 C5 US - 1m Connecteur type Nord-Américain NEMA 5-15, 10A Connecteur IEC 60320 C5
Mécaniques	
Couleur	Noir/Blanc
Poids	45kg
Matériaux	PMMA/ABS plasturgie, Inox 304/316 châssis
Dimensions	L640mm x H1380mm x P700mm
Environnementales	
Classe de protection électrique	Classe 1
Classe des émissions électromagnétiques CISPR11	Classe A
Utilisation	Intérieur seulement